

Ruglig met
 Duo Flexie

 Abductie
 aanbrengen


Maak voor het aanbrengen een dakje' vorm.


 Gebruik Luna Pearl als vulling
 bij Flexie-Abductie (M en
 XL) Voor Flexie-Abductie (S)
 gebruik je Crescent vulling.

STAP 1

 Breng de benen omhoog d.m.v. handzettingen en leg Flexie-
 Abductie onder de benen zonder Luna / Crescent vulling.

STAP 2

 Trek hoes Luna / Crescent tussen de knieën door en plaats de
 vulling in de hoes en strijk met hand vulling tussen de knieën.

STAP 3

 Niet meer dan een handbreedte ruimte
 tussen de billen en Flexie-Abductie.

STAP 4

 Strijk tussen patiënt en Flexie-Abductie (een mal maken) om correctie
 aan te brengen. Breng waar nodig meer of minder vulling aan.

STAP 5


Voeg Minima toe indien steun / adductie nodig is.


STAP 6

 Indien bij kuiten meer dan een hand-
 breedte ruimte is, dan Crescent / Luna Pearl
 aanbrengen door je handen onder de benen
 te brengen. Pak Crescent / Luna Pearl met de
 ene hand en trek deze onder je andere arm
 door zodat je geen benen hoeft te tillen.

STAP 7

Afsteunen voeten.

**Flexie-
Abductie (M)**

Maxima

**Flexie-
Abductie (XL)**

Maxima
