

## DE NON (INLEGGER)



*De Non is ademend,  
waardoor het de wond  
niet afsluit.*

*De Non wordt niet bevestigd,  
maar blijft op zijn plaats  
door de perfecte pasvorm.*



### DE NON (INLEGGER)

Handig hulpmiddel ter bescherming van de verbandschoen van REBACARE<sup>®</sup> bij exsuderende wonden. De Non wordt na het aangebrachte verband (zwachtel) diep in de verbandschoen van REBACARE<sup>®</sup> geplaatst.

De Non komt dus niet in contact met de huid. Indien wenselijk kan de non gesteriliseerd worden. Met een balpen kunt u de naam van de gebruiker schrijven op het waslabel. De Non wordt niet bevestigd, maar blijft op zijn plaats door de perfecte pasvorm.

### DE NON INLEGGER

- De Non is ademend, waardoor het de wond niet afsluit
- Goed schoon te maken met 90% alcohol
- Bestand tegen 70% ethanol
- Kan gesteriliseerd worden

- Kan zowel voor de rechter- als de linkervoet gebruikt worden
- Neemt de temperatuur aan van de omgeving, waardoor de Non comfortabel aanvoelt
- Huidvriendelijk
- Hygiënisch in gebruik, anti-huismijt en anti-allergisch, waardoor geschikt voor gebruik binnen zorgcentra, verpleeghuizen en ziekenhuizen
- Wasbaar op 95° Celsius
- Voorzien van CE-Keurmerk
- Te gebruiken in de verbandschoen van REBACARE<sup>®</sup>

### DE NON IS INZETBAAR VOOR:

- Particulieren
- Verpleeghuizen
- Ziekenhuizen

**Omschrijving: de Non**

**Artikelnummer: 7772**

**Maat: één uitvoering voor alle maten**