


## DE STABILO EN DEKENBLOK

Op maat te maken voor de patiënt door middel van het klittenband.



De Stabilo bestaat uit 2 blokjes en is zowel bij de enkel als bij de knie te plaatsen.

De Dekenblok wordt achter of zijwaarts op het matras geplaatst.



### DE STABILO

De Stabilo van REBACARE<sup>®</sup> is bestemd voor:

#### *Preventief en curatief gebruik*

Voor patiënten met een verhoogd risico op endo- en exorotatie alsmede omklappen en een spitsvoet ten gevolge daarvan.

#### *Preventief en curatief gebruik*

Voor patiënten met een verhoogd risico op spitsvoeten ten gevolge van omklappen (bv. na CVA, dwarslaesie gips en geriatric).

- De Stabilo bestaat uit 2 blokjes en is zowel bij de enkel als bij de knie te plaatsen
- Voorkomt grote beenlades en mobiliteitsbeperkende maatregelen
- Op maat te maken voor de patiënt door middel van het klittenband
- Zowel links als rechts te gebruiken

**Omschrijving: de Stabilo**

**Artikelnummer : 7773**

**Maat : één uitvoering voor alle maten**

### DE DEKENBLOK

De Dekenblok van REBACARE<sup>®</sup> is bestemd voor:

#### *Preventief en curatief gebruik*

Voor patiënten met een verhoogd risico op teen- en hieldecubitus. Voor patiënten met een verhoogd risico op spitsvoeten ten gevolge van druk, immobiliteit en spasmen.

De Dekenblok wordt achter of zijwaarts op de matras geplaatst. De Dekenblok wordt gepositioneerd door kussens tussen de dekenblok en de achterplaat of bedhekken te plaatsen.

### DE DEKENBLOK EN DE STABILO ZIJN:

- Hygiënisch schoon te maken
- Bestand tegen 90% alcohol
- Makkelijk opbergbaar
- Beschadigt geen bedden en matrassen
- De hoezen zijn wasbaar op 60° Celsius
- Voorzien van CE-Keurmerk

**Omschrijving: de Dekenblok**

**Artikelnummer : 7774**

**Maat : één uitvoering voor alle maten**