

## NON (INLEGGER)



*Non is ademend,  
waardoor het de wond  
niet afsluit.*

*Non wordt niet bevestigd,  
maar blijft op zijn plaats  
door de perfecte pasvorm.*



### NON (INLEGGER)

Handig hulpmiddel ter bescherming van de verbandschoen van REBACARE<sup>®</sup> bij exsuderende wonden. Non wordt na het aangebrachte verband (zwachtel) diep in de verbandschoen van REBACARE<sup>®</sup> geplaatst.

Non komt dus niet in contact met de huid. Met een balpen kunt u de naam van de gebruiker schrijven op het waslabel. Non wordt niet bevestigd, maar blijft op zijn plaats door de perfecte pasvorm.

### NON

- Non is ademend, waardoor het de wond niet afsluit
- Kan gereinigd worden met 1000 ppm Chlorine, 70% alcohol, OxyFoam, OxyWipe of detergent
- Kan zowel voor de rechter- als de linkervoet gebruikt worden
- Te gebruiken in de verbandschoen van REBACARE<sup>®</sup>

- Neemt de temperatuur aan van de omgeving, waardoor Non comfortabel aanvoelt
- Huidvriendelijk
- Hygiënisch in gebruik, anti-huismijt en anti-allergisch, waardoor geschikt voor gebruik binnen zorgcentra, verpleeghuizen en ziekenhuizen
- Wasbaar op 95° Celsius
- Voorzien van CE-Keurmerk

### NON IS INZETBAAR VOOR:

- Ziekenhuizen met afdelingen als Intensive Care (IC) of COVID-19
- Verpleeg- en verzorgingshuizen
- Revalidatiecentra
- Particulier / thuis



**Omschrijving: Non**  
**Artikelnummer: 7772**  
**Maat: één uitvoering voor alle maten**  
**CE: NL-CA002-2011-21717**