

## VERBANDSCHOEN



*Unieke samengestelde vulling, die een ideale drukverdeling creëert.*



*Legt de hiel, malleolus en de achillespees volledig vrij.*

### DE VERBANDSCHOEN VAN REBACARE<sup>®</sup> IS BESTEMD VOOR PREVENTIE EN BEHANDELING VAN:

- Spitsvoeten bij een beginnende spitsvoet stand. Door de zijbanen wordt de enkel in de juiste stand gebracht.
- *Preventief en curatief gebruik* voor patiënten met of kans op hieldecubitus.
- *Ter overbrugging* voor patiënten die enige tijd de eigen schoen niet passen i.v.m. wonden of flebologische en lymfatische aandoeningen.

### DE VERBANDSCHOEN VAN REBACARE<sup>®</sup> IS KOSTENBESPAREND DOORDAT:

- De mobiliteit vergroot wordt en de zorgduur daardoor korter zal zijn.
- De verbandschoen een snelle wondgenezing mogelijk maakt en daardoor de zorgduur korter zal zijn.

De verbandschoen van REBACARE<sup>®</sup> kan uw instelling een goede prevalentiescore bezorgen.

### DE VERBANDSCHOEN VAN REBACARE<sup>®</sup>

- Unieke samengestelde vulling, die een ideale drukverdeling creëert

- Legt de hiel, malleolus en de achillespees volledig vrij
- Voorkomt hieldecubitus
- Neemt pijn ter plaatse weg
- Veilige anti-slipzool
- Stabiliseert de voet en voorkomt omklappen i.s.m. met Stabilo
- Voldoet aan de EPUAP norm
- Past in het val preventie beleid
- Voorzien van CE keurmerk
- Wasbaar van 60 tot maximaal 95 graden
- Kan zowel voor de rechter- als de linkervoet worden gebruikt
- Bevordert het gangpatroon door middel van het individueel aanpasbaar supplement. Deze is makkelijk inlegbaar (Het supplement is apart bij te bestellen)

### DE VERBANDSCHOEN IS INZETBAAR VOOR:

- Particulieren
- Intramurale zorg

Omschrijving: verbandschoen  
Artikelnummer: 7771

Maat: één uitvoering voor alle maten  
CE: NL-CA002-2011-21717

