

FREE EAR OORKUSSEN EN DE FREE EAR TUBE BUIKLIGGING KUSSEN

Free Ear Tube




De naden zijn volledig gelast en zijn vocht- en bacteriëndicht en het ademend filter is vochtafstotend en luchtdoorlatend.



Het innovatieve Free Ear oorkussen legt het oor vrij.


Free Ear Oorkussen

Is gevuld met gesiliconiseerde holle vezel. Deze is veerkrachtig en zeer geschikt om goed druk op te vangen.



Free Ear Tube Buikligging kussen

Is gevuld met EPS parels. Door de combinatie van lucht en parels wordt er drukreductie gecreëerd.



DE FREE EAR

Het innovatieve Free Ear kussen van REBACARE® legt het oor vrij. Voor uw organisatie draagt het gebruik bij aan betere prevalentiescores.

- Voldoet aan de EPUAP-Norm
- Voorzien van CE-Keurmerk
- Hygiënisch in gebruik
- De naden zijn volledig gelast en zijn vocht- en bacteriëndicht
- Het ademend filter is vochtafstotend en luchtdoorlatend
- Voorkomt doorleken van vocht in het product
- Kan gereinigd worden met 1000 ppm Chlorine, 70% alcohol, OxyFoam, OxyWipe of detergent
- Het past binnen de WIP richtlijnen
- De zachte stretch hoezen kunnen gewassen worden op 60 graden en de 100% katoenen hoezen op 95 graden

DE FREE EAR IS INZETBAAR VOOR:

- Particulieren
- Zorgcentra
- Verpleeghuizen

- Ziekenhuizen
- Intensive Care

INDICATIES:

- Decubitus aan het oor
- Chondrodermatitis Nodularis Helicis
- Zuurstofslang langs het oor
- Sondevoeding of masker langs het gezicht
- Gehoorapparaat
- Tube Buikligging kussen tijdens beademing

Omschrijving: Free Ear oorkussen

Maten: breed 65 x hoog 50 cm

Artikelnummer: 7776

Artikelnummer hoes: 7776+H

CE: NL-CA002-2014-33425

Omschrijving: Free Ear Tube Buikligging kussen

Maten: breed 65 x hoog 50 cm

Artikelnummer: 7776 T

Artikelnummer hoes: 7776+H

CE: NL-CA002-2014-33425

REBACARE® GEEFT 2 JAAR
PRODUCTGARANTIE OP DE DPO
REBACARE® GEEFT 6 MAANDEN PRODUCT-
GARANTIE OP DE HOEZEN VAN DE DPO

