


# FREE EAR OORKUSSEN EN DE FREE EAR TUBE BUIKLIGGING KUSSEN

*De naden zijn volledig gelast en zijn vocht- en bacteriëndicht en het ademend filter is vochtafstotend en luchtdoorlatend.*



*Het innovatieve Free Ear oorkussen legt het oor vrij.*

## Free Ear Oorkussen

Is gevuld met gesiliconiseerde holle vezel. Deze is veerkrachtig en zeer geschikt om goed druk op te vangen.

## Free Ear Tube Buikligging kussen

Is gevuld met EPS parels. Door de combinatie van lucht en parels wordt er drukreductie gecreëerd.

## DE FREE EAR

Het innovatieve Free Ear kussen van REBACARE® legt het oor vrij. Voor uw organisatie draagt het gebruik bij aan betere prevalentiescores.

- Voldoet aan de EPUAP-Norm
- Voorzien van CE-Keurmerk
- Hygiënisch in gebruik
- De naden zijn volledig gelast en zijn vocht- en bacteriëndicht
- Het ademend filter is vochtafstotend en luchtdoorlatend
- Voorkomt doorlekken van vocht in het product
- Kan gereinigd worden met 1000 ppm Chlorine, 70% alcohol, OxyFoam, OxyWipe of detergent
- Het past binnen de WIP richtlijnen
- De zachte stretch hoezen kunnen gewassen worden op 60 graden en de 100% katoenen hoezen op 95 graden

## DE FREE EAR IS INZETBAAR VOOR:

- Particulieren
- Zorgcentra

- Verpleeghuizen
- Ziekenhuizen
- Intensive Care

## INDICATIES:

- Decubitus aan het oor
- Chondrodermatitis Nodularis Helicis
- Zuurstofslang langs het oor
- Sondevoeding of masker langs het gezicht
- Gehoorapparaat
- Tube Buikligging kussen tijdens beademing

Omschrijving: **Free Ear oorkussen**

Maten: breed 65 x hoog 50 cm

Artikelnummer: 7776

Artikelnummer hoes: 7776+H

CE: NL-CA002-2014-33425

Omschrijving: **Free Ear Tube Buikligging kussen**

Maten: breed 65 x hoog 50 cm

Artikelnummer: 7776 T

Artikelnummer hoes: 7776+H

CE: NL-CA002-2014-33425

